

# Mastizone Plus Lactação

Sulfato de gentamicina  
Cloridrato de bromexina

Intramamário  
USO VETERINÁRIO



## FÓRMULA:

Cada seringa de 10 g contém: Gentamicina (sulfato) 150 mg Bromexina (cloridrato) 50 mg Excipiente q.s.p. 10 g

## INDICAÇÕES:

**Mastizone Plus Lactação** é indicado no tratamento das mastites agudas e crônicas das vacas, causadas por: *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Enterococcus* spp, *Staphylococcus aureus* (produtores ou não de coagulase), *Escherichia coli* e *Pseudomonas* spp. A associação com a bromexina permite uma maior penetração e difusão do antibiótico até o local da infecção, resultando em um tratamento mais eficaz e prevenindo recidivas.

## POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Aplicar o conteúdo de uma seringa (10 g) em cada quarto afetado a cada 24 horas, durante 3 dias consecutivos. A posologia pode ser modificada a critério do médico veterinário, conforme a severidade da infecção. Recomenda-se tratar os animais após o desaparecimento dos sintomas, durante um período não inferior a 48 horas para evitar recidiva.


Tomar o cuidado de:

- Ordenhar completamente os quartos afetados, para eliminar todo o leite residual e possível matéria em decomposição.
- Desinfetar bem as mãos e o teto antes da aplicação. Recomenda-se o uso de “papel-toalha” descartável.
- Introduzir o bico aplicador no orifício do teto apenas o suficiente (2 a 3 mm) para a infusão do medicamento no seu interior (ESQUEMA 1).
- Após injetado, massagear o úbere suavemente, com movimentos de baixo para cima.

## ESQUEMA PARA UMA APLICAÇÃO CORRETA

### ESQUEMA 1

- Não introduzir totalmente o bico aplicador no teto doente (Figura 2A).
- Introduzir somente 2 a 3 mm do aplicador no interior do teto doente, para que não ocorram lesões (Figura 2B) ou utilizar o limitador de bico para este procedimento.



### PRECAUÇÕES:

Realizar exame bacteriológico 3 semanas após o último tratamento para confirmação da cura da mastite. O exame bacteriológico do leite é o melhor método para evidenciar se a mastite foi realmente curada.

### APRESENTAÇÕES

Caixa com 12 seringas contendo 10 g de produto cada.

Caixa com 24 seringas contendo 10 g de produto cada.

Embalagem plástica contendo 48 seringas descartáveis com 10 g.

### PERÍODO DE CARÊNCIA

#### **ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA**

##### **BOVINOS**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 47 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 6 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTE PRODUTO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz solar e fora do alcance das crianças.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8.313/2002 em 13/08/2002 Resp. Téc. Méd. Vet.: Dra. Thaís Marino Silva Giro – CRMV/SP 17.469 Proprietário e Fabricante: Uzinac Químicas Brasileiras S/A Praça Dr. Joaquim Batista, 150 – Jaboticabal – SP CEP: 14870-090 CNPJ: 50.380.674/0001-37 Indústria Brasileira

